

反相/正相色谱柱
TSKgel RPC 色谱柱
TSKgel NPC 色谱柱

使用说明书





东曹株式会社

TOSOH

安全注意事项

为防止财产损失、确保个人安全，请在使用本产品之前，仔细通读本说明书。

[注意标签]

标签	说明
 警告	警告用户可能存在严重受伤或死亡的危险。
 注意	警告用户可能存在设备损坏或受伤的危险。

警告

■ 远离火源

使用易燃溶剂时，请务必小心。否则可能会导致火灾、爆炸或中毒。

注意

■ 使用环境必须通风良好

如果通风不良，易燃或有毒溶剂可能会导致火灾、爆炸或中毒。

■ 请勿喷洒溶剂

溶剂发生喷洒或泄漏可能会导致火灾、触电、中毒、受伤以及腐蚀。
清除漏出的溶剂时，请佩戴合适的护具。

■ 请佩戴护目镜和防护手套

有机溶剂和酸属于有害物质，切勿直接接触皮肤。

■ 请小心处理包装

处理不当可能会导致产品破裂或溶剂飞溅。

■ 请勿将本产品用于其他目的

本产品仅可用于分离和提纯，请勿用于其他用途。

■ 请确认化合物的安全性

请确认分离和提纯后的化合物和溶剂安全可靠。

■ 正确废弃

请根据当地法律法规正确废弃。

注

■ 请妥善保管本说明书，以便日后参阅。

注意事项：出厂溶剂

急救	吸入	<ul style="list-style-type: none">• 请将患者转移到空气清新的区域，并用清水反复清洗口部。• 请立即就医。
	皮肤接触	<ul style="list-style-type: none">• 请用肥皂水和清水反复冲洗接触位置。
	眼睛接触	<ul style="list-style-type: none">• 请尽量睁大眼睛，并用清水冲洗至少十五分钟。• 请立即就医。
	食入	<ul style="list-style-type: none">• 请立即用清水反复漱口。• 请立即就医。
操作和保存	通风	<ul style="list-style-type: none">• 请保证充分通风，确保空气中有机溶剂的浓度在规定范围。
	柱子操作	<ul style="list-style-type: none">• 野蛮操作可能会损坏柱子。
	佩戴适当的护具	<ul style="list-style-type: none">• 使用本产品时，请佩戴防溶剂手套和护目镜。操作本产品时，最好能够使用防毒面具、防护服和橡胶靴。
	保存	<ul style="list-style-type: none">• 运输或保存本产品时，如果使用了易燃溶剂，请远离火源和热源。
处理废弃物	处理方法	<ul style="list-style-type: none">• 请根据当地法律法规正确废弃。
	一般注意事项	<ul style="list-style-type: none">• 请务必遵守与本产品的操作和保存相关的所有安全注意事项。
	废弃时的注意事项	<ul style="list-style-type: none">• 焚烧含有乙腈的溶剂时，请采取适当的应对措施。焚烧时产生的废气可能含有氮氧化物。

出厂溶剂：请参阅第 1 节简介。

注意事项：填料

急救	吸入	<ul style="list-style-type: none">• 请将患者转移到空气清新的区域，并用清水反复清洗口部。• 请立即就医。
	皮肤接触	<ul style="list-style-type: none">• 请用肥皂水和清水反复冲洗接触位置。
	眼睛接触	<ul style="list-style-type: none">• 请尽量睁大眼睛，并用清水冲洗至少十五分钟。• 请立即就医。
	食入	<ul style="list-style-type: none">• 请立即用清水反复漱口。• 请立即就医。
操作和保存	通风	<ul style="list-style-type: none">• 请保证充分通风，确保空气中有机溶剂的浓度在规定范围。
	柱子操作	<ul style="list-style-type: none">• 野蛮操作可能会损坏柱子。
	佩戴适当的护具	<ul style="list-style-type: none">• 使用本产品时，请佩戴防溶剂手套和护目镜。操作本产品时，最好能够使用防毒面具、防护服和橡胶靴。
	保存	<ul style="list-style-type: none">• 运输或保存本产品时，如果使用了易燃溶剂，请远离火源和热源。
	火灾注意事项	<ul style="list-style-type: none">• 请勿让填料接触火源或热源。
处理废弃物	处理方法	<ul style="list-style-type: none">• 请根据当地法律法规正确废弃。
	一般注意事项	<ul style="list-style-type: none">• 请务必遵守与本产品的操作和保存相关的所有安全注意事项。
	废弃时的注意事项	<ul style="list-style-type: none">• 使用 TSKgel CN-80T_S 和 TSKgel NH₂-60 时，请采取适当的措施处理氮氧化物。

聚合物基质：

TSKgel Octadecyl-2PW, TSKgel Octadecyl-4PW, TSKgel Octadecyl-NPR, TSKgel Phenyl-5PW RP,

TSKgel Phenyl-5PW RP Glass, TSKgel Enviropak G1, TSKgel VMPak-25

改性硅胶:

TSKgel ODS-100S, TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm , TSKgel Super-ODS, TSKgel ODS-80T_M, TSKgel ODS-80T_S, TSKgel ODS-120A, TSKgel ODS-120T, TSKgel CN-80T_S, TSKgel Super-Octyl, TSKgel Octyl-80T_S, TSKgel Super-Phenyl, TSKgel NH₂-60, TSKgel OH-120, TSKgel TMS-250, TSKgel OligoDNA RP

硅胶:

TSKgel Silica-60, TSKgel Silica-150

目 录

1. 简介	1
2. 打开包装	2
3. 色谱柱部件	3
4. 安装色谱柱	4
5. 色谱柱的维护	4
6. 溶剂的选择和准备	5
7. 流速	6
8. 温度	9
9. 准备样品	9
10. 理论塔板数和不对称因子的计算方法	9
11. 保护柱	11
12. 故障排除	14
13. 质量标准和质量保证	14
14. 色谱柱清洗溶液	17

1. 简介

TSKgel RPC/NPC 系列色谱柱是高性能反相/正相色谱柱，其一般应用范围请参阅表 1。使用前，请仔细阅读本使用说明书，确保正确使用色谱柱，以便充分发挥产品的性能。

表 1 TSKgel RPC/NPC 色谱柱信息

产品名称	填料信息	出厂溶剂	应用范围
TSKgel ODS-120A	Octadecyl 官能团键合硅胶	CH ₃ OH/H ₂ O=7/3	血液中的药物，洗涤剂多酚
TSKgel ODS-120T	完全封端，Octadecyl 官能团键合硅胶		多肽，小分子蛋白质
TSKgel Super-ODS			小分子生物有机体
TSKgel ODS-80T _M			
TSKgel ODS-80T _S			
TSKgel ODS-100S			
TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm			
TSKgel Super-Octyl	完全封端，Octyl 官能团键合硅胶	CH ₃ OH/H ₂ O=7/3	多肽，核苷氨基酸，药品
TSKgel Octyl-80T _S			
TSKgel Super-Phenyl	完全封端，Phenyl 官能团键合硅胶	CH ₃ CN/H ₂ O=5/5	多肽，药品
TSKgel CN-80T _S	完全封端，CN 官能团键合硅胶	CH ₃ CN/H ₂ O=4/6	
TSKgel Silica-60	球形硅胶	n-C ₆ H ₁₄ /C ₂ H ₅ OH=8/2	各类异构体，药物
TSKgel Silica-150			多酚，脂类维生素，碱性物质
TSKgel NH ₂ -60	NH ₂ 官能团键合硅胶	CH ₃ OH	单糖，双糖，低聚糖
TSKgel OH-120	OH 官能团键合硅胶	n-C ₆ H ₁₄ /C ₂ H ₅ OH=8/2	类固醇
TSKgel TMS-250	完全封端，C ₁ 官能团键合硅胶	CH ₃ CN/H ₂ O=5/5	大分子蛋白质

表 1 TSKgel RPC/NPC 色谱柱信息

(续)

产品名称	填料信息	出厂溶剂	应用范围
TSKgel OligoDNA RP	完全封端, Octadecyl 官能团键合硅胶	CH ₃ CN/H ₂ O=5/5	OligoDNA
TSKgel Octadecyl-NPR	Octadecyl 和 Phenyl 官能团键合亲水性聚合物基质	CH ₃ OH/H ₂ O=7/3	多肽, 蛋白质, 酶
TSKgel Octadecyl-2PW		CH ₃ CN/H ₂ O=55/45	药物
TSKgel Octadecyl-4PW		CH ₃ OH/H ₂ O=6/4	多肽
TSKgel Enviropak G1		CH ₃ CN (50 mmol/L) /KH ₂ PO ₄ =5/5	农药
TSKgel Phenyl-5PW RP		CH ₃ OH/H ₂ O=3/7	蛋白质, 酶
TSKgel Phenyl-5PW RP Glass			
TSKgel VMpak-25	亲水性聚合物基质	H ₂ O	药物

2. 打开包装

请先确认包装外观及色谱柱是否完整。



图 1 包装外观


然后确认色谱柱配有以下文件：

使用说明书 1 份


检测报告 (Inspection Data) 1 份

3. 色谱柱部件


* TSKgel Super-ODS, TSKgel Super-Octyl, TSKgel Super-Phenyl 和半微型色谱柱



* TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm



* TSKgel Phenyl-5PW RP Glass (玻璃色谱柱)



* 其他色谱柱




图 2 色谱柱部件

4. 安装色谱柱

- (1) 确认柱标牌上的产品名称正确无误。
- (2) 每根色谱柱都配有一个连接螺母用于连接 1/16 英寸的毛细管管路。连接螺母以美国标准的压缩接头和金属环方式设计的。
- (3) 根据图 2 中色谱柱柱标牌上的或蚀刻的箭头方向确认色谱柱的进液方向。仅可从进口侧向色谱柱注入溶剂。只有按色谱柱上标示的进液方向进行进液时，才能获得色谱柱的最佳分辨率。
- (4) 请使用流动相清除管路中的所有空气。这有助于防止空气进入色谱柱。管路中的空气会对柱效造成严重损害。
- (5) 请先将流速设置为实际操作流速的一半。确认系统中的溶剂可以顺畅地从管路末端流出。
- (6) 从色谱柱上取下保护塞，将进样器前面的管路连接到色谱柱的进口。请将管路完全插入压缩接头后再拧紧，确保将死体积降到最小。请务必将设备中的死体积降到最小。
- (7) 溶剂从色谱柱的出口侧流出后，请将色谱柱连接到检测器。
- (8) 以最终流速一半以下的流速注入溶剂。避免色谱柱受到突然的压力变化。
- (9) 色谱柱对压降的脉动式变化非常敏感。请使用没有脉冲的泵。
- (10) 使用前，请向色谱柱注入至少 10 倍柱体积的溶剂平衡色谱柱。

5. 色谱柱的维护

- (1) 如果需要每天使用色谱柱，而且流动相不具有腐蚀性，则可直接将流动相保存在色谱柱过夜。如果流动相中含有卤素离子，则最好能够使用适当的溶剂（例如，检测报告中列举的出货溶剂）替换流动相。
- (2) 如果数天内不会使用色谱柱，请按以下步骤保存色谱柱：
 - a) 请使用检测报告中列举的出货溶剂保存色谱柱（如果使用了高盐的缓冲液作为流动相，请使用超纯水清洗设备。）。)
 - b) 请从设备上取下色谱柱，并使用随附的保护塞封住色谱柱的末端。
 - c) 请将色谱柱在温度相对稳定的环境下保存。保存时，请勿让色谱柱冷冻。

(3) 反复从柱套上取下保护柱会降低保护柱的性能。推荐将保护柱两端盖上保护塞后保存在柱套中。

6. 溶剂的选择和准备

(1) 各色谱柱的出厂溶剂如表 1 所示。

使用前，请使用适当的分析用流动相替换该溶剂。替换溶剂时，使用的流速应为正常流速的一半，或使用的压降应低于表 2 中的最大压降。注意，溶剂成分剧烈变化或频繁替换溶剂可能会降低色谱柱的寿命。

(2) 请将溶剂的 pH 值保持在以下范围内：

pH 2.0~7.5 TSKgel Super-ODS, TSKgel Super-Octyl, TSKgel Super-Phenyl, TSKgel ODS-80T_M, TSKgel ODS-80T_S, TSKgel ODS-120A, TSKgel ODS-120T, TSKgel ODS-100S, TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm, TSKgel Octyl-80T_S, TSKgel CN-80T_S, TSKgel Silica-60, TSKgel Silica-150, TSKgel NH₂-60, TSKgel OH-120, TSKgel TMS-250, TSKgel OligoDNA RP

pH 2.0~12.0 TSKgel Octadecyl-NPR, TSKgel Octadecyl-2PW, TSKgel Octadecyl-4PW, TSKgel Enviropak G1, TSKgel Phenyl-5PW RP

pH 值的范围由填料和色谱柱自身的稳定性决定。pH 值低于 2.0 时，硅胶基质的配位结合点受酸性溶液影响容易发生水解。pH 值高于 7.5 时，硅胶基质会溶解，导致色谱柱发生故障。另外，低 pH 值条件下，尤其是使用卤素物质时，钢制色谱柱会发生腐蚀。

(3) 应使用微孔过滤器（0.5 μm）过滤溶剂，防止颗粒杂质进入色谱柱。颗粒杂质的污染会降低半微型色谱柱的性能。因此，强烈建议在泵和进样器之间安装孔径在 0.2~0.5 μm 之间的在线过滤器。

在线过滤器

部件货号 0014594 Filter assembly

部件货号 0006280 Fluoropore filter (0.45 μm, 100 枚/组)

(4) 应对溶剂进行脱气，确保溶剂可以顺畅地注入到色谱柱。

7. 流速

应根据所需分辨率、色谱柱寿命以及分析时间选择适当的流速。虽然 TSKgel RPC/NPC 色谱柱适用于高速分析，我们还是建议使用相对较低的流速操作色谱柱，这样可以提高分辨率和延长色谱柱的寿命。推荐流速和最大流速主要取决于流动相中的有机溶剂。首次使用 TSKgel RPC/NPC 色谱柱时，应按 6 cm/min 的线性流速设置体积流速(1.0 mm(I.D.)为 0.05 mL/min, 2.0 mm(I.D.)为 0.20 mL/min, 3.0 mm (I.D.) 为 0.43 mL/min 和 4.6 mm (I.D.) 为 1.00 mL/min)。如果在最大压降附近操作色谱柱，则会降低色谱柱的寿命。最大压降如表 2 所示。选择流速时，也需要考虑溶剂的粘度。

表 2 最大压降

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm (I.D.) × cm (L)	最大压降 (MPa)
0021927	TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm	2.1 × 5	60.0
0021928	"	2.1 × 10	60.0
0019538	TSKgel ODS-100S	2.0 × 15	15.0
0019539	"	2.0 × 25	20.0
0019536	"	3.0 × 15	15.0
0019537	"	3.0 × 25	20.0
0019534	"	4.6 × 15	15.0
0019535	"	4.6 × 25	20.0
0020015	TSKgel Super-ODS	1.0 × 5	15.0
0019541	"	2.0 × 5	25.0
0019542	"	2.0 × 10	25.0
0018154	"	4.6 × 5	30.0
0018197	"	4.6 × 10	30.0
0016651	TSKgel ODS-80T _M	4.6 × 7.5	10.0
0019017	"	4.6 × 10	15.0
0008148	"	4.6 × 15	20.0
0008149	"	4.6 × 25	30.0
0014000	"	6.0 × 15	15.0
0014001	"	7.8 × 30	7.5
0014002	"	21.5 × 30	6.0

表 2 最大压降

(续)

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm(I.D.)×cm(L)	最大压降 (MPa)
0018150	TSKgel ODS-80T _s	2.0×15	20.0
0018151	"	2.0×25	30.0
0017200	"	4.6×7.5	10.0
0017201	"	4.6×15	20.0
0017202	"	4.6×25	30.0
0017203	"	6.0×15	15.0
0018409	"	20.0×25	15.0
0017380	"	21.5×30	6.0
0007636	TSKgel ODS-120A	4.6×15	15.0
0007124	"	4.6×25	20.0
0014003	"	6.0×15	10.0
0007129	"	7.8×30	7.5
0006172	"	21.5×30	6.0
0018152	TSKgel ODS-120T	2.0×15	15.0
0018153	"	2.0×25	20.0
0007637	"	4.6×15	15.0
0007125	"	4.6×25	20.0
0014004	"	6.0×15	10.0
0007130	"	7.8×30	7.5
0007134	"	21.5×30	6.0
0020013	TSKgel Super-Octyl	2.0×5	15.0
0020014	"	2.0×10	30.0
0018275	"	4.6×5	30.0
0018276	"	4.6×10	30.0
0017344	TSKgel Octyl-80T _s	4.6×15	20.0
0017345	"	4.6×25	30.0
0017346	"	6.0×15	15.0
0017348	TSKgel CN-80T _s	4.6×15	20.0
0017349	"	4.6×25	30.0
0017350	"	6.0×15	15.0

表 2 最大压降

(续)

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm(I.D.)×cm(L)	最大压降 (MPa)
0020017	TSKgel Super-Phenyl	2.0×5	8.0
0020018	"	2.0×10	15.0
0018277	"	4.6×5	30.0
0018278	"	4.6×10	30.0
0007147	TSKgel Silica-60	4.6×25	15.0
0006730	"	21.5×30	2.5
0007146	TSKgel Silica-150	4.6×25	15.0
0006723	"	21.5×30	2.5
0007127	TSKgel NH ₂ -60	4.6×25	20.0
0007128	TSKgel OH-120	4.6×25	20.0
0007190	TSKgel TMS-250	4.6×7.5	2.0
0013352	TSKgel OligoDNA RP	4.6×15	12.0
0013353	"	7.8×15	12.0
0014005	TSKgel Octadecyl-NPR*	4.6×3.5	20.0
0018754	TSKgel Octadecyl-2PW*	2.0×15	7.0
0017500	"	4.6×15	10.0
0017501	"	6.0×15	10.0
0018755	TSKgel Octadecyl-4PW*	2.0×15	10.0
0013351	"	4.6×15	12.0
0016257	"	21.5×15	2.5
0017794	TSKgel Enviropak G1*	6.0×15	10.0
0020011	TSKgel VMpak-25*	2.0×5	2.0
0020012	"	2.0×15	6.0
0018756	TSKgel Phenyl-5PW RP*	2.0×7.5	1.0
0008043	"	4.6×7.5	3.0
0016260	"	21.5×15	3.0
0014006	TSKgel Phenyl-5PW RP Glass*	5.0×5	2.0
0014007	"	8.0×7.5	2.0

注：带“*”的色谱柱为聚合物基质的，其他的为硅胶基质的。

8. 温度

各色谱柱的最佳操作温度如下所示：

4 °C ~ 30 °C TSKgel Phenyl-5PW RP Glass

4 °C ~ 60 °C TSKgel Phenyl-5PW RP, TSKgel Octadecyl-NPR

5 °C ~ 50 °C TSKgel Octadecyl-2PW, TSKgel Enviropak G1

10 °C ~ 50 °C TSKgel Super-ODS, TSKgel Super-Octyl, TSKgel Super-Phenyl, TSKgel ODS-80T_M, TSKgel ODS-80T_S, TSKgel ODS-120A, TSKgel ODS-120T, TSKgel ODS-100S, TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm, TSKgel Octyl-80T_S, TSKgel CN-80T_S, TSKgel Silica-60, TSKgel Silica-150, TSKgel NH₂-60, TSKgel OH-120, TSKgel TMS-250, TSKgel OligoDNA RP, TSKgel Octadecyl-4PW

9. 准备样品

(1) 准备样品溶液

请用流动相稀释或溶解样品。请调整流动相的 pH 值、盐浓度等，使样品可以完全溶解，防止样品在色谱柱上沉淀，降低色谱柱的寿命。

(2) 清除不溶物

请使用微孔过滤器（0.5 μm）过滤样品溶液。即使在样品溶液中看不到任何杂质，也可能存在不溶物质。

10. 理论塔板数和不对称因子的计算方法

(1) 理论塔板数（N）的计算方法




图 3 理论塔板数的计算方法

如图 3 中所示，通过半峰宽法计算色谱柱的理论塔板数。

$$N = 5.54 (V_e/W_{1/2})^2$$

其中：

V_e : 洗脱时间

$W_{1/2}$: 半峰宽

h : 峰高

N : 理论塔板数/柱

(2) 不对称因子 (A_s) 的计算方法




图 4 不对称因子的计算方法

通过 $1/10 h$ 法计算色谱柱的不对称因子 (A_s)。

$$A_s = b/a$$

(3) 测定 N 和 A_s 时，仪器的死体积应尽可能的小。

(4) N 和 A_s 及其测定条件如检测报告所示。

11. 保护柱

第 4~9 节概括了主要问题的应对方法。如果样品中出现了可能会被填料吸附的杂质，则会吸附在色谱柱的进口侧并逐渐聚集，导致理论塔板数减少，柱效降低。此时，在进样阀和分析柱之间安装保护柱，可以保护色谱柱的性能。如果保护柱上吸附了大量的杂质导致柱效降低，请更换保护柱。但是，不可将保护柱用于分析。安装保护柱后，不会增加分析柱的分辨率。

11-1 保护柱的作用

- (1) 通过清除样品中的吸附物和不溶物，可以防止污染分析柱。
- (2) 可以避免泵脉动引起的压降破坏分析柱。

11-2 保护柱的种类和选择

保护柱的具体规格如表 3~6 所示。

表 3 保护柱信息

货号	产品名称	保护柱尺寸 mm (I.D.) × cm (L)	适用的分析柱 mm (I.D.) × cm (L)
0014098	TSKgel guardcolumn ODS-80T _M	21.5 × 7.5	TSKgel ODS-80T _M (21.5 × 30)
0007642	TSKgel guardcolumn ODS	21.5 × 7.5	TSKgel ODS-120A (21.5 × 30) TSKgel ODS-120T (21.5 × 30)
0017385	TSKgel guardcolumn ODS-80T _S	21.5 × 7.5	TSKgel ODS-80T _S (21.5 × 30)
0018410	"	20.0 × 5	TSKgel ODS-80T _S (20.0 × 25)
0017383	"	45.0 × 5	TSKgel ODS-80T _S (55.0 × 30, 55.0 × 60)
0018207	G-filter for guard holder	4.0 × 0.4	TSKgel Super-ODS
0017795	TSKgel guardcolumn Enviropak G1	6.0 × 1	TSKgel Enviropak G1
0017502	TSKgel guardcolumn Octadecyl-2PW	4.6 × 1	TSKgel Octadecyl-2PW (4.6 × 15)
0017503	"	6.0 × 1	TSKgel Octadecyl-2PW (6.0 × 15)

表 4 保护柱柱芯信息

货号	产品名称	保护柱尺寸 mm (I.D.) × cm (L)	适用的分析柱 mm (I.D.) × cm (L)
0019004	TSKgel guardgel ODS-80T _M	3.2×1.5	TSKgel ODS-80T _M (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019011	TSKgel guardgel ODS-80T _S	3.2×1.5	TSKgel ODS-80T _S (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019005	TSKgel guardgel ODS-120A	3.2×1.5	TSKgel ODS-120A (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019006	TSKgel guardgel ODS-120T	3.2×1.5	TSKgel ODS-120T (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019012	TSKgel guardgel Octyl-80T _S	3.2×1.5	TSKgel Octyl-80T _S (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019013	TSKgel guardgel CN-80T _S	3.2×1.5	TSKgel CN-80T _S (4.6×15, 4.6×25, 6.0×15)
0019007	TSKgel guardgel Phenyl-5PW RP	3.2×1.5	TSKgel Phenyl-5PW (4.6×7.5)
0019008	TSKgel guardgel Octadecyl-4PW	3.2×1.5	TSKgel Octadecyl-4PW (4.6×15)
0019325	TSKgel guardgel ODS-S1	2.0×1	ODS 系列半微型色谱柱 (2.0×15, 2.0×25)
0019540	TSKgel guardgel ODS-100S	3.2×1.5	TSKgel ODS-100S (3.0×15, 3.0×25, 4.6×15, 4.6×25)
0019672	TSKgel guardgel Super-ODS	2.0×1	TSKgel Super-ODS (2.0×5, 2.0×10)

注：每个包装盒中含有三根保护柱柱芯。

表 5 柱套信息

货号	产品名称	尺寸 mm (I.D.) × cm (L)	适用于
0019018	Cartridge Holder (for 3.2×1.5)	3.2×1.5	Cartridge Column
0018206	Guard Holder	4.0×0.4	G-filter (用于TSKgel Super-ODS)
0019308	Cartridge Holder (for 2.0×1)	2.0×1	Cartridge Column

注：柱套配有以下附件：两个螺母、两个金属环和两个短管。

另外，色谱柱取出工具的货号为 0019018。

表 6 Guardgel Kit (玻璃色谱柱)

货号	产品名称	保护柱尺寸		适用的分析柱	
		mm (I.D.) × cm (L)		mm (I.D.) × cm (L)	
0014022	TSKgel guardgel Phenyl-5PW RP Kit Glass	8.0 × 1		TSKgel Phenyl-5PW RP Glass (8.0 × 7.5)	

11-3 更换保护柱

由于保护柱的吸附量有限，其寿命也比较短。必须在分析柱受到污染之前，更换保护柱。由于更换保护柱涉及到多种因素，如使用目的（分析或初步分离）、样品性质（主要成分的性质、杂质的性质以及含量等）、样品进样量、溶剂、流速等，因此无法将更换保护柱的频率进行标准化规定。操作时压力上升表示保护柱的末端接头发生了堵塞或填料发生了污染，因此在压力升高到一定范围时，最好能够更换保护柱。一般而言，如果测定数据发生异常，应立即更换保护柱。

11-4 散装填料

散装填料的信息如表 7 所示。

表 7 散装填料

产品名称	粒径 5 μm				粒径 10 μm	
	货号	重量	货号	重量	货号	重量
TSKgel ODS-80T _M	0008173	5 g	0008174	10 g	0014091	10 g
TSKgel ODS-80T _S	0017319	5 g	0017318	10 g	0017320	10 g
TSKgel ODS-120A	0007115	5 g	0006995	10 g	0006996	10 g
TSKgel ODS-120T	0007116	5 g	0007119	10 g	0007121	10 g
TSKgel Octyl-80T _S	0017372	5 g	0017373	10 g	0017374	10 g
TSKgel CN-80T _S	0017375	5 g	0017376	10 g	0017377	10 g
TSKgel TMS-250	—	—	—	—	0007122	5 g
TSKgel NH ₂ -60	0007117	5 g	0007120	10 g	0007123	10 g
TSKgel OH-120	0007118	5 g	0005578	10 g	0005784	10 g
TSKgel Silica-150	0007143	5 g	0005189	10 g	0005190	10 g
TSKgel Silica-60	0007144	5 g	0006219	10 g	0007145	10 g

12. 故障排除

(1) 进口过滤器堵塞

压降上升或流速降低表示进口过滤器发生了堵塞。此时，请向色谱柱反向进液，清洗接头（流速必须低于操作流速的一半）。

(2) 污染

长时间使用色谱柱，可能会逐渐聚集大量的强离子化合物或疏水性化合物。这会导致分析行为异常、分辨率降低。注入与流动相极性不同的溶剂可以清除色谱柱上吸附的杂质。推荐的色谱柱清洗溶液请见第 14 节。

(3) 柱头塌陷

如果没有正确清洗色谱柱，则会由于柱床压缩导致柱头塌陷。可以取下柱头确认柱床是否塌陷。应使用 RPC/NPC 填料填充所有的空隙。

13. 质量标准和质量保证

13-1 检测报告

有关检测条件和检测结果的内容，请参见检测报告。其中，理论塔板数是指单根色谱柱的值。每根色谱柱的检测结果是不同的。

13-2 质量标准

TSKgel RPC/NPC 色谱柱的出厂标准见表 8。

13-3 质量保证

收到产品后，请根据 10 节的内容确认色谱柱的外观并检查其性能。如果产品无法达到表 8 中所记载的性能，请在两周内联系当地东曹销售代表或东曹当地代理。

注：色谱柱的寿命不属于保修范围。

表 8 质量标准

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm(I.D.)×cm(L)	理论塔板数 (TP/Column)	不对称因子
0019538	TSKgel ODS-100S	2.0×15	10,000	0.90~1.25
0019539	"	2.0×25	16,500	0.90~1.25
0019536	"	3.0×15	11,000	0.90~1.25
0019537	"	3.0×25	18,000	0.90~1.25
0019534	"	4.6×15	11,000	0.90~1.25
0019535	"	4.6×25	18,000	0.90~1.25
0021927	TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm	2.1×5	7,000	0.90~1.30
0021928	"	2.1×10	14,000	0.90~1.30
0020015	TSKgel Super-ODS	1.0×5	1,500	0.8~2.0
0019541	"	2.0×5	6,000	0.8~1.5
0019542	"	2.0×10	12,000	0.8~1.5
0018154	"	4.6×5	8,000	0.8~1.6
0018197	"	4.6×10	16,000	0.8~1.6
0016651	TSKgel ODS-80T _M	4.6×7.5	4,500	0.7~1.8
0019017	"	4.6×10	6,000	0.7~1.8
0008148	"	4.6×15	11,000	0.7~1.8
0008149	"	4.6×25	18,000	0.7~1.8
0014000	"	6.0×15	11,000	0.7~1.8
0014001	"	7.8×30	6,000	0.7~1.9
0014002	"	21.5×30	6,000	0.7~1.9
0018150	TSKgel ODS-80T _s	2.0×15	11,000	0.8~1.6
0018151	"	2.0×25	18,000	0.8~1.6
0017200	"	4.6×7.5	4,500	0.7~1.8
0017201	"	4.6×15	11,000	0.7~1.8
0017202	"	4.6×25	18,000	0.7~1.8
0017203	"	6.0×15	11,000	0.7~1.8
0018409	"	20.0×25	22,000	0.7~1.8
0017380	"	21.5×30	6,000	0.7~1.8
0007636	TSKgel ODS-120A	4.6×15	7,000	0.7~1.8
0007124	"	4.6×25	10,000	0.7~1.8
0014003	"	6.0×15	7,000	0.7~1.8
0007129	"	7.8×30	6,000	0.7~1.9
0006172	"	21.5×30	6,000	0.7~1.9

表 8 质量标准

(续)

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm(I.D.)×cm(L)	理论塔板数 (TP/Column)	不对称因子
0018152	TSKgel ODS-120T	2.0×15	6,500	0.8~1.7
0018153	"	2.0×25	10,000	0.8~1.7
0007637	"	4.6×15	7,000	0.7~1.8
0007125	"	4.6×25	10,000	0.7~1.8
0014004	"	6.0×15	7,000	0.7~1.8
0007130	"	7.8×30	6,000	0.7~1.9
0007134	"	21.5×30	6,000	0.7~1.9
0020013	TSKgel Super-Octyl	2.0×5	1,500	0.7~2.0
0020014	"	2.0×10	5,000	0.8~1.8
0018275	"	4.6×5	8,000	0.8~1.6
0018276	"	4.6×10	16,000	0.8~1.6
0017344	TSKgel Octyl-80T _S	4.6×15	11,000	0.7~1.8
0017345	"	4.6×25	18,000	0.7~1.8
0017346	"	6.0×15	11,000	0.7~1.8
0017348	TSKgel CN-80T _S	4.6×15	11,000	0.7~1.8
0017349	"	4.6×25	18,000	0.7~1.8
0017350	"	6.0×15	11,000	0.7~1.8
0020017	TSKgel Super-Phenyl	2.0×5	3,000	0.8~1.8
0020018	"	2.0×10	6,000	0.7~1.6
0018277	"	4.6×5	8,000	0.8~1.6
0018278	"	4.6×10	16,000	0.8~1.6
0007147	TSKgel Silica-60	4.6×25	6,000	—
0006730	"	21.5×30	6,000	—
0007146	TSKgel Silica-150	4.6×25	6,000	—
0006723	"	21.5×30	6,000	—
0007127	TSKgel NH ₂ -60	4.6×25	6,000	—
0007128	TSKgel OH-120	4.6×25	6,000	—
0007190	TSKgel TMS-250	4.6×7.5	1,500	—
0013352	TSKgel OligoDNA RP	4.6×15	7,000	—
0013353	"	7.8×15	7,000	—
0014005	TSKgel Octadecyl-NPR*	4.6×3.5	1,000	1.0~2.0

表 8 质量标准

(续)

货号	产品名称	色谱柱尺寸 mm(I.D.)×cm(L)	理论塔板数 (TP/Column)	不对称因子
0018754	TSKgel Octadecyl-2PW*	2.0×15	5,000	—
0017500	''	4.6×15	6,000	—
0017501	''	6.0×15	6,000	—
0018755	TSKgel Octadecyl-4PW*	2.0×15	2,000	0.8~1.6
0013351	''	4.6×15	2,000	0.8~1.6
0016257	''	21.5×15	2,000	0.8~1.6
0017794	TSKgel Enviropak G1*	6.0×15	5,000	0.9~1.6
0020011	TSKgel VMpak-25*	2.0×5	1,000	0.7~1.6
0020012	''	2.0×15	3,000	0.7~1.6
0018756	TSKgel Phenyl-5PW RP*	2.0×7.5	400	0.8~1.8
0008043	''	4.6×7.5	500	0.8~1.6
0016260	''	21.5×15	1,000	0.8~1.8
0014006	TSKgel Phenyl-5PW RP Glass*	5.0×5	400	—
0014007	''	8.0×7.5	700	—

注：带“*”的色谱柱为聚合物基质的，其他的为硅胶基质的。

14. 色谱柱清洗溶液

14-1 硅胶基质色谱柱

- (1) TSKgel ODS-80T_M, TSKgel ODS-120A, TSKgel ODS-120T, TSKgel OligoDNA RP, TSKgel Super-ODS, TSKgel Super-Octyl, TSKgel Super-Phenyl, TSKgel ODS-100S, TSKgel ODS-140HTP 2.3 μm, TSKgel Octyl-80T_S, TSKgel CN-80T_S, TSKgel TMS-250

- 疏水性杂质的清洗

水溶性有机溶剂，如含 70~100 %乙腈或甲醇的溶液

- 碱性杂质的清洗

水溶性有机溶剂，如含 70~100 %乙腈或甲醇的酸性溶液

(2) TSKgel Silica-60, TSKgel Silica-150, TSKgel OH-120

有机溶剂, 如乙醇和己烷 (50/50 vol %) 或异丙醇和己烷 (50/50 vol %) 的混合溶液

(3) TSKgel NH₂-60

水溶性有机溶剂, 如含 70~100%乙腈或甲醇的溶液

14-2 聚合物基质色谱柱

(1) 0.1 mol/L~0.2 mol/L NaOH 溶液

(2) 20%~40%乙酸溶液

(3) 含 0.1 mol/L~0.2 mol/L NaOH 的有机溶剂, 如 0.2 mol/L NaOH 溶液和乙腈 (40/60 vol %) 的混合溶液

请使用带 0.2 mL~1.0 mL 定量环的进样阀多次进样清洗。

东曹（上海）生物科技有限公司
上海市徐汇区虹梅路 1801 号 A 区

凯科国际大厦 1001 室

电话：021-3461-0856

传真：021-3461-0858

E-mail: info@tosoh.com.cn

网址: <http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/home-cn>

TSKgel, TSKgel SuperMultipore, TSKgel STAT, BioAssist, Lipopropak, TOYOPEARL, ToyoScreen, TOYOPEARL GigaCap, TOYOPEARL

MegaCap, TOYOPAK 以及 EcoSEC 是东曹株式会社在日本, 中国, 美国, 欧盟等的注册商标。

HLC 是东曹株式会社在日本和中国的注册商标。

未经东曹株式会社的书面许可, 禁止影印或复印本书的全部或部分内容。

本书中的内容如有更改, 恕不另行通知。